


## Gryphon LCP



Gryphon LCP は Gryphon シリーズの新製品です。

LCP 用のミキサーとディスペンサーを装備しています。オプションで非接触型のナノ・ディスペンサーも装着可能です。

シリンジタイプの LCP ディスペンサーは、5%の CV 値で LCP の 25 nL での分注が可能です。

96 ウェルタイプの LCP プレートには、2 分未満で分注が完了しますので、乾燥を回避できます。

24 ウェルタイプの LCP プレートにも対応可能です。

**Gryphon LCP 仕様:**

**分注量:**

96 ヘッドによるバッファー分注: 100nL ~ 100 $\mu$ L

LCP ディスペンサー: 25 nL ~ 2 $\mu$ L

非接触型蛋白ナノ分注ヘッド(オプション): 50nL to 100 $\mu$ L

**寸法:**

本体: 51(H) x 59(W) x 59(D)cm 31 Kg

ウォッシュポンプ 33(H) x 17(W) x 36(D)cm 2.5 Kg

非接触型蛋白ナノ分注ヘッド: 9.5(24)h x 6(15)w x 16(41)d in(cm) 8.4 Kg

**電源:**

本体: 120/240 V AC, 3 A, 50/60 Hz

ウォッシュポンプ: 120/240 V AC, 2 A, 50/60 Hz

非接触型蛋白ナノ分注ヘッド(オプション): 120/240 Vac, 1.5 A, 50/60 Hz

OS: Windows dotNET



**非接触型蛋白ナノ分注ヘッドを装着した  
標準型の Gryphon 蛋白結晶化システム**

**BioSpeed**  
Accelerating Biotechnology

バイオスピード(株)  
〒113-0033  
東京都文京区本郷3-6-9 大澤ビル4F  
電話 03-5840-9491  
ファックス 03-5840-9498  
email: Sales@biospeed.net